


MEDICENTER

PASO A PASO


DESHABILITAR USUARIO

PASO A PASO DESHABILITAR USUARIO

1 Ingresa con las respectivas credenciales de administrador.



2 Identificar y seleccionar la opción marcada. Será necesario digitar nuevamente las credenciales de administrador.



3 Identificar y seleccionar el usuario que se va a deshabilitar, y seleccionar la opción "Cambio"

Nombre	Login	Habilitado	Médico	Acepta MRE	Acceso web
ADM MEDILAB	ADM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADMINISTRADOR DO LOCAL	ADMINISTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDILAB ADM	LATAMA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDILAB MEDICO	LATAMM	<input checked="" type="checkbox"/>	Medilab Sistemas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDILAB MEDICO ADM	LATAMMA	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDILAB SUPER ADM	LATAMS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDISYSTEM	MEDISYSTEM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SADM MEDILAB	SADM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDILAB SUPER ADM	SUPORTES	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: Incluir, Cambio, Eliminar, Copy Profile, Guardar los valores predeterminados, Guardar perfil, Cargar perfil, filtro de apertura, Grupos de acceso, Grupos vistos, Salir

4 Identificar, seleccionar y desmarcar la opción "Habilitado".
Seleccionar la opción "OK"

Nombre del Usuario: ADMINISTRADOR DO LOCAL
Login: ADMINISTRADOR
Contraseña: [oculto]
Grupo: SADM
Médico: [seleccionado]
Filtro web: [seleccionado]
Filtro worklist: [seleccionado]
Filtro de informe: [seleccionado]
SiteID: [seleccionado] (utilizado para cargar en MediFlow)
Unidad: [seleccionado]
Usuario Windows: [seleccionado] Oblig. para login por AD

Acepta residente
 Médico de referencia
 Mostrar imágenes en páginas web (MediSystem)
 Habilitado
 Acceso web

Grupos:
ADM - Administrador
BP - Acceso para realización de backup
MADM - Acceso de médico administrador (puede modificar estado de informe)
MED - Acceso de médico radiologista
MRE - Acceso de médico residente (no firma informe)
DIG - Acceso de digitador (válido sólo en el MediReport)
USU - Acceso de usuario común (válido sólo en el MediReport)

Buttons: OK, Cancelar

www.medilabsistemas.com.br

 /medilabsistemas

 /in/medilabsistemas

 /sistemasmedilab