


MEDIRECORD

PASO A PASO

CREAR PACIENTE EN WORKLIST


PASO A PASO
CREAR PACIENTE EN LA WORKLIST

1 Ingresa con las respectivas credenciales de administrador.




Worklist

2 Incluir



Se debe presionar clic en el botón incluir para ingresar los datos del paciente



A	Numero Único Acceso Number
B	Fecha de examen
C	Nombre del paciente
D	Identificación del Paciente
E	Fecha de nacimiento del paciente
F	Sexo del paciente
G	Peso del paciente

H	Modalidad
I	Altura del paciente
J	Examen
K	Medico solicitante
L	Fecha de solicitud
M	Convenio
N	Guardar

Después de incluir el paciente se debe cerrar la ventana de incluir, y en la búsqueda de worklist aparecerá el paciente

Número	Nombre	Fecha	Modalidad	Examen
Clique aqui para definir o filtro				
05042023	PACIENTE DE PRUEBA WORKLIST	5/04/2023	CR	RADIOLOGIA DE MANO DE

3

Ingresar a MediReport

medireport


LOGIN

Contraseña

Entrar Salir

Medilab Mantenimiento y Sistemas Ltda.
www.medilabsistemas.com.br | Todos los derechos reservados

Emisión de Informes



Se consulta el paciente

Emitir Laudo

Informes Finales

Paciente: PACIENTE DE PRUEBA WORKLIST Fecha Examen: 05/04/2023 Id. Paciente: 050420231

Examen: RADIOLOGIA DE MANO DERECHA Núm. Examen: 05042023 Núm. Informe:

FECHA : 05/04/2023

SERVICIOS : RADIOLOGIA DE MANO DERECHA

PACIENTE : PACIENTE DE PRUEBA WORKLIST

DOCUMENTO : 050420231

No. ESTUDIO : 05042023

ENTIDAD : EPS SURA

Cant. Películas: 0 Cant. CDs: 0 Cant. de Exámenes: 1 Contraste:

Médico Solicitante: 1

Médico Emisor:

Firma Emisor Firma Revisor

Finalizar informe

Tipo de Informe: 2-PRUEBA

Versión: Ins. Cuerpo

Guardar Guardar e Imprimir Guardar e Inc. Informe Guardar y Email Imprimir Email Salir

Se autocomplete el campo Entidad con la información creada en la worklist.

www.medilabsistemas.com.br

 /medilabsistemas

 /in/medilabsistemas

 /sistemasmedilab